



Enkel flikåpning.

Klebrig feste på baksiden gjør at pakningen henger trygt.

Øyeblikkelig aktivering - steril saltvannsløsning inkludert - ett lett trykk og klart til bruk.

Justerbar innføringshylse gir bedre grep og kontroll uten å berøre kateterslangen.

Helt uten PVC, ftalater og lateks.



LoFric katetre er belagt med den unike Urotonic™ Surface Technology. Dermed holder katetret seg glatt og trygt både når det føres inn og trekkes ut.¹

Skånsomme kateterhull.



Kan brettes sammen og få plass i lommen



Brukervennlig pakning.

Tiltenkt bruk

LoFric® Origo™ er hydrofilt engangs urinkateter for intermitterende kateterisering.

Sterilisering og holdbarhet

Sterilisert ved bestråling. Brukes før utløpsdatoen på emballasjen.

Pakning

30 katetre per eske. 4 kundepakninger per frakteske.

Materiale

Hydrofilt overflatebelegg: polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: polyolefinbasert elastomer (POBE).

Vannpose: Laminert folie av polyetylen-tereftalat (PET), aluminium og polyetylen (PE). Sterilt vann med tilsatt salt (NaCl).

Varepakke: Folie på forsiden: Laminert folie av polyetylen-tereftalat (PET), aluminium og polyetylen (PE).

Folie på bakside: polyolefin.

Sortiment

Referanse	Type	Lengde	Størrelse
442 08 20	LoFric® Origo™ Nelaton (pediatrisk)	30 cm	CH 08
442 10 20	LoFric® Origo™ Nelaton (pediatrisk)	30 cm	CH 10
442 12 20	LoFric® Origo™ Nelaton (pediatrisk)	30 cm	CH 12
443 10 20	LoFric® Origo™ Nelaton (for menn)	40 cm	CH 10
443 12 20	LoFric® Origo™ Nelaton (for menn)	40 cm	CH 12
443 14 20	LoFric® Origo™ Nelaton (for menn)	40 cm	CH 14
443 16 20	LoFric® Origo™ Nelaton (for menn)	40 cm	CH 16
443 18 20	LoFric® Origo™ Nelaton (for menn)	40 cm	CH 18
444 10 20	LoFric® Origo™ Tiemann (for menn)	40 cm	CH 10
444 12 20	LoFric® Origo™ Tiemann (for menn)	40 cm	CH 12
444 14 20	LoFric® Origo™ Tiemann (for menn)	40 cm	CH 14
444 16 20	LoFric® Origo™ Tiemann (for menn)	40 cm	CH 16
444 18 20	LoFric® Origo™ Tiemann (for menn)	40 cm	CH 18

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi føler oss forpliktet til å hjelpe brukere til en bedre selvfølelse og mer selvstendighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 30 år med varemerkene LoFric® og Navina™. Vi produserer sikre og brukervennlige produkter for blære- og tarmbehandling med minst mulig miljøpåvirkning. Vårt mål er å bli klimanøytrale og vi samarbeider tett med brukere og helsepersonell som hele tiden inspirerer oss til å forbedre våre produkter og tjenester på en bærekraftig måte, nå og for fremtiden.

Wellspect. A real difference.

For mer informasjon om våre produkter og vårt initiativ Advancing Continence Care Together (ACCT), gå inn på [Wellspect.no](https://www.wellspect.no).

Besøk oss også på Facebook og Instagram.

[wellspect.no](https://www.wellspect.no)

