



Diskret design.

Brukervennlig håndtak for godt grep og god hygiene, da man ikke behøver å ta på katetret.

Klebrig feste på baksiden gjør at pakningen henger trygt.

Øyeblikkelig aktivering
- steril saltvannsløsning inkludert
- ett lett trykk og klart til bruk.

Enkel flikåpning.

Den ytre emballasjen fungerer også som en hygienisk og diskret avhendingspose.

Uten PVC, ftalater og lateks.

Skånsomme kateterhull.^{1,2}



LoFric katetre er belagt med den unike Urotonic™ Surface Technology. Dermed holder katetret seg glatt og trygt både når det føres inn og trekkes ut.^{3,4}

Produktbeskrivelse

LoFric® Sense™, engangsbruk, hydrofilt urinkateter med saltløsning for aktivering, beregnet for intermitterende urinkateterisering.

Sterilisering og holdbarhet

Sterilisert ved bestråling. Brukes før utløpsdatoen på emballasjen.

Pakning

30 katetre per eske.
4 kundepakninger per frakteske.

Materiale

Hydrofilt overflatebelegg: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: Polyolefinbasert elastomer (POBE).

Vannpose: Laminert folie av polyetyntereftalat (PET), aluminium og polyetylen (PE). Sterilt vann med tilsatt salt (NaCl).

Varepakke: Laminert folie av polyetyntereftalat (PET), aluminium og polyetylen (PE).

Sortiment

Referanse	Type	Lengde	Størrelse
416 08 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 08
416 10 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 10
416 12 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 12
416 14 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 14

Den effektive lengden er 10 cm. Effektiv lengde, lengde på katetret som kan settes inn i kroppen.



Brukervennlig pakning.



LoFric® Sense™

Referanser

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi hjelper våre brukere til en bedre selvfølelse og mer uavhengighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 40 år med varemerkene LoFric® og Navina™. Vi har som mål å minimere miljøpåvirkningen av produktene våre og streber lidenskapelig etter å bli klimanøytrale. Vi jobber sammen med brukere og helsepersonell for bedre klinisk resultat på en bærekraftig måte, nå og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk [Wellspect.no](https://www.wellspect.no).
Bli med oss på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

wellspect.no

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge.
Telefon: +47 815 59 118. www.wellspect.no

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only