



LoFric katetre er belagt med den unike Urotonic™ Surface Technology. Dermed holder katetret seg glatt og trygt både når det føres inn og trekkes ut.^{1,2}

Skånsomme kateterhull.^{3,4}



Kan brettes sammen og få plass i lommen.



Nelaton Tiemann Flexible

Produktbeskrivelse

LoFric® Origo™, hydrofilt engangskateter med saltvannsløsning for aktivering.

Sterilisering og holdbarhet

Sterilisert ved bestråling. Brukes før utløpsdatoen på emballasjen.

Pakning

30 katetre per eske.
4 kundepakninger per frakteske.
5 katetre per prøvepakke.

Materiale

Hydrofilt overflatebelegg: polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: polyolefinbasert elastomer (POBE).

Vannpose: Laminert folie av polyetylen-tereftalat (PET), aluminium og polyetylen (PE). Sterilt vann med tilsatt salt (NaCl).

Varepakke:
Folie på forsiden: Laminert folie av polyetylen-tereftalat (PET), aluminium og polyetylen (PE).
Folie på bakside: polyolefin.

Sortiment

Referanse	Type	Lengde	Størrelse
442 08 20	LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 08
442 10 20	LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 10
442 12 20	LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 12
443 10 20	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
443 12 20	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
443 14 20	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
443 16 20	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
443 18 20	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
444 10 20	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
444 12 20	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
444 14 20	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
444 16 20	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
444 18 20	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18
445 12 20	LoFric® Origo™ Flexible (male)	40 cm	CH 12
445 14 20	LoFric® Origo™ Flexible (male)	40 cm	CH 14
445 16 20	LoFric® Origo™ Flexible (male)	40 cm	CH 16

Alle produkter tilgjengelig i prøvepakke, 5 katetre.
For å bestille, erstatte de to siste sifrene i referansenummeret med 05.



Brukervennlig pakning.



Prøvepakke, 5 katetre.

LoFric® Origo™



Referanser

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi hjelper våre brukere til en bedre selvfølelse og mer uavhengighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 40 år med varemerkene LoFric[®] og Navina[™]. Vi har som mål å minimere miljøpåvirkningen av produktene våre og streber lidenskapelig etter å bli klimanøytrale. Vi jobber sammen med brukere og helsepersonell for bedre klinisk resultat på en bærekraftig måte, nå og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk [Wellspect.no](https://wellspect.no).
Bli med oss på LinkedIn, X, Facebook og Instagram.

wellspect.no

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway. Phone: +47 815 59 118.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only