

LoFric Elle Pro

– produktdatablad

LoFric® Elle™ Pro, LoFric Elle Pro, et klart til bruk, hydrofilt engangskateter med multiple kateterøyne, laget for fullstendig blæretømming uten behov for reposisjonering av kateteret.

Sterilisering og holdbarhet

Sterilisert ved bestråling. Brukes før utløpsdatoen på emballasjen.

Pakning

30 katetre per eske.
2 kundepakninger per frakteske.

5 katetre per prøvepakning.

Materiale

Hydrofilt overflatebelegg:
Polyvinyl pyrrolidon (PVP).

Kateter: Polyolefinbasert elastomer (POBE).

Aktiveringsvæske: Vannbasert aktiverings væske med glyserol.

Varepakke: Polypropylen.

Produktsortiment

Referanse	Type	Lengde	Størrelse	Antall kateterhull
419 10 20	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (female)	10 cm*	CH 10	12
419 12 20	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (female)	10 cm*	CH 12	12
419 14 20	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (female)	10 cm*	CH 14	12

*Effektiv lengde, kateterlengde som kan føres inn i uretra.

Alle produkter leveres i prøvepakke, 5 katetre. Ved bestilling erstattes de to siste sifrene i referansenummeret med 05.

LoFric Elle Pro



Brukervennlig pakning.



- **LoFric Elle Pro multiple kateterøyne**, laget for fullstendig blæretømming uten behov for reposisjonering av kateteret.¹
- **Forbedrer suksessraten** ved kateterisering – det L-formede håndtaket gir bedre synlighet ved bruk av speil og gjør det enklere å finne urinrøret. Det bidrar også til en mer oppreist og naturlig stilling under kateterisering.
- **L-formet håndtak** som gir godt grep og ekstra rekkevidde, med non-touch teknikk.
- **Klar til bruk** ved behov, for rask kateterisering.
- **Kateterhull med glatte kanter.**
- **Uten PVC**, ftalater og lateks.
- **LoFric katetre er** belagt med den unike Urotonic™ Surface Technology. Dermed holder kateteret seg glatt og trygt både når det føres inn og trekkes ut.^{2,3}
- **Hylsen** (håndtaket) er gjenvinningsbar som plast (polypropylen).



LoFric® Elle™ Pro

Referanser

1. Data on file.
2. Waller et al., Spinal Cord, 1997.
3. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988.

Hos Wellspect utvikler vi innovative produkter og løsninger som utgjør en reell forskjell for mennesker som trenger kontinenspleie – slik at de kan leve livet fullt ut, hver dag. Vi har vært ledende innen helsevesenet i over 40 år med varemerkene LoFric® og Navina™. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre våre brukervennlige løsninger tilgjengelige for enda flere mennesker, samtidig som vi streber etter å opprettholde de høyeste kvalitetsstandardene. Vi jobber også hele tiden med å minimere vårt karbonavtrykk. Gjennom tett samarbeid med brukere og helsepersonell streber vi etter å forbedre kliniske resultater og forbedre livskvaliteten for mennesker over hele verden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk wellspect.no
Følg oss på LinkedIn, X, Facebook og Instagram


wellspect.no

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway. Phone: +47 815 59 118.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com



A	15cm/6"
B	10cm/4"