

LoFric® Origo™ Pro,
Engangskateter med saltvannsløsning for aktivering, og multiple kateterøyne, laget for fullstendig blæretømming uten behov for å reposisjonere.

Sterilisering og holdbarhet

Sterilisert ved bestråling. Brukes før utløpsdatoen på emballasjen.

Pakning

30 katetre per eske.
4 kundepakninger per transportkartong.
5 katetre per prøvepakning.

Materiale

Hydrofilt overflatebelegg:
polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: polyolefinbasert elastomer (POBE).

Vannpose: Laminert folie av polyetylen-tereftalat (PET), aluminium og polyetylen (PE). Sterilt vann med tilsatt salt (NaCl).

Hylse: polyetylen (PE).

Forbrukerpakning:
Folie på forsiden: Laminert folie av polyetylen-tereftalat (PET), aluminium og polyetylen (PE).

Folie på bakside: polyolefin.


Sortiment

Referanse	Type	Lengde	Størrelse	Antall kateterhull
441 12 20	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 12	12
441 14 20	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 14	12
441 16 20	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 16	12


*LoFric Origo Pro med beskyttelseshylse, flexible tupp og multiple kateterøyne.

Alle produkter leveres i prøvepakke, 5 katetre. Ved bestilling erstattes de to siste sifrene i referansenummeret med 05.

LoFric Origo Pro



- **LoFric Origo Pro multiple kateterøyne,** laget for fullstendig blæretømming uten behov for reposisjonering av kateteret.¹
- **Etikett for åpning med løkke.**
- **Selvklebende etikett på baksiden** gjør at pakningen henger trygt.
- **Umiddelbar aktivering** – steril saltvannsløsning inkludert – ett lett trykk og klart til bruk.
- **Beskyttelseshylse** for fullstendig kontroll muliggjør berøringsfri teknikk.
- **Skånsomme kateterøyne.**
- **LoFric Origo-katetre er belagt** med Urotonic™ Surface Technology. Kateteret forblir glatt, både under innsetting og fjerning.^{2,3,4}
- **Helt uten** PVC, ftalater og lateks.



Referanser

1. Data on file at info@wellspect.com.
2. Waller et al., 1997.
3. Lundgren et al., 2000.
4. Johansson et al., 2013.

Hos Wellspect utvikler vi innovative produkter og løsninger som utgjør en reell forskjell for mennesker som trenger kontinenspleie – slik at de kan leve livet fullt ut, hver dag. Vi har vært ledende innen helsevesenet i over 40 år med varemerkene LoFric®, Navina™ og Surity™. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre våre brukervennlige løsninger tilgjengelige for enda flere mennesker, samtidig som vi streber etter å opprettholde de høyeste kvalitetsstandardene. Vi jobber også hele tiden med å minimere vårt karbonavtrykk. Gjennom tett samarbeid med brukere og helsepersonell streber vi etter å forbedre kliniske resultater og forbedre livskvaliteten for mennesker over hele verden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk wellspect.no
Følg oss på LinkedIn, X, Facebook og Instagram

wellspect.no

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway. Phone: +47 815 59 118.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only