



Konnektoren har ulike farger avhengig av katetrets diameter.

Stor løkke for åpning eller henging.

Øyeblikkelig aktivering - steril saltvannsløsning inkludert - ett lett trykk og det er klart til bruk.

Justerbart innføringsgrep gir bedre grep og kontroll, og fremmer en ikke-berørings-teknikk.

Ikke produsert med PVC, ftalater eller lateks.



LoFric katetre er belagt med den unike Urotonic™ Surface Technology. Dermed holder katetret seg glatt og trygt både når det føres inn og trekkes ut.<sup>1,2</sup>

Glatte kateterhull.<sup>3,4</sup>



Sammenleggbart og diskret.



Nelaton Tiemann

## Produktbeskrivelse

LoFric® Primo™, hydrofilt engangskateter med saltvannsløsning for aktivering, beregnet for intermitterende urinkateterisering.

## Sterilisering og holdbarhet

Sterilisert ved bestråling. Brukes før utløpsdatoen på emballasjen.

## Pakning

30 katetre per kundeboks.  
2 eller 4 kundebokser per frakteskeenten 4 eller 2 esker.

## Materiale

**Hydrofilt overflatebelegg:**  
Polyvinylpyrrolidon (PVP).

**Kateter:**  
Polyolefinbasert elastomer (POBE).

**Steril løsningslomme:**  
Laminert folie av polyetylen-tereftalat (PET), polyetylen (PE) og aluminium. Sterilt vann med natriumklorid (NaCl).

**Emballasje:**  
Polyetylen (PE).

## Produktsortiment

Referanse	Type	Lengde	Størrelse
410 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
410 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
410 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
410 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
410 16 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
410 18 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
411 06 00	LoFric® Primo™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 06
411 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 08
411 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 10
413 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
413 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
413 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
413 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
413 16 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 16
413 18 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 18
414 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (kvinne)	15 cm	CH 08
414 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (kvinne)	15 cm	CH 10
414 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (kvinne)	15 cm	CH 12
414 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (kvinne)	15 cm	CH 14
415 10 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
415 12 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
415 14 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
415 16 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
415 18 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18



Brukervennlig emballasje.



LoFric® Primo™

## Referanser

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi hjelper våre brukere til en bedre selvfølelse og mer uavhengighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 40 år med varemerkene LoFric® og Navina™. Vi har som mål å minimere miljøpåvirkningen av produktene våre og streber lidenskapelig etter å bli klimanøytrale. Vi jobber sammen med brukere og helsepersonell for bedre klinisk resultat på en bærekraftig måte, nå og for fremtiden.

**Wellspect. A Real Difference.**

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk [Wellspect.no](https://www.wellspect.no).

Bli med oss på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

[wellspect.no](https://www.wellspect.no)

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge.  
Telefon: +47 815 59 118. [www.wellspect.no](https://www.wellspect.no)

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only