

Produktbeskrivelse

LoFric® Elle™, hydrofilt tappekater til engangsbruk. Klart til bruk.

Sterilisering og holdbarhet

Sterilisert ved bestråling. Brukes før utløpsdatoen på emballasjen.

Pakning

30 katetre per eske.
2 kundepakninger per frakteske.

Materiale

Hydrofilt overflatebelegg:
Polyvinyl pyrrolidon (PVP).

Kateter:
Polyolefinbasert elastomer (POBE).

Aktiveringsvæske:
Vannbasert aktiveringsvæske med glyserol.

Varepakke:
Polypropylen.


Produktsortiment

Referanse	Type	Lengde	Størrelse
418 10 20	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 10
418 12 20	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 12
418 14 20	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 14

*Effektiv lengde, kateterlengde som kan føres inn i uretra.



Brukervennlig pakning.



- Designet med tanke på ergonomi og brukervennlighet. Vinklet håndtak – for godt grep og god hygiene, da man ikke behøver å ta på katetret. Kan kobles til urinposer.
- Klar til bruk ved behov, for rask kateterisering.
- Lite og diskret
- Hylsen (håndtaket) er gjenvinningsbar som plast (polypropylen)
- Uten PVC, ftalater og lateks.
- Kateterhull med glatte kanter.^{1,2}
- LoFric katetre er belagt med den unike Urotonic™ Surface Technology. Dermed holder katetret seg glatt og trygt både når det føres inn og trekkes ut.^{3,4}



LoFric® Elle™

Referanser

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi hjelper våre brukere til en bedre selvfølelse og mer uavhengighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 40 år med varemerkene LoFric® og Navina™. Vi har som mål å minimere miljøpåvirkningen av produktene våre og streber lidenskapelig etter å bli klimanøytrale. Vi jobber sammen med brukere og helsepersonell for bedre klinisk resultat på en bærekraftig måte, nå og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk [Wellspect.no](https://www.wellspect.no).
Bli med oss på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

wellspect.no

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge.
Telefon: +47 815 59 118. www.wellspect.no

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only